

手動式生体用洗浄器 (一般医療機器) 34630000

# ハナぴゅあ (洗浄液 100ml 付)

取扱説明書を必ず参照して下さい

使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい  
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい

## 警告

- ・ 鼻の炎症のひどい時は使用を避けてください。
- ・ 使用中に何らかの異常があった時には直ちに使用を中止し、  
医師に相談してください。
- ・ 耳や鼻に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・ 鼻が充分にかめない方は使用できません。
- ・ お子様ที่ใช้される際は保護者の指導の下で使用してください。

## 【形状・構造及び原理等】

### < 構造 >

#### スプレー本体



#### ノズル

先端よりミスト状 (約 0.1ml) の  
洗浄液が噴出

#### スプレー (ポンプ)

指を引っ掛け下に押す事により  
洗浄液が噴出

#### ボトル (20ml)

洗浄液を 20ml 充填して使用する

#### キャップ

ノズル部分を清潔に保つ為の保護

#### キャップ

#### 洗浄液ボトル

洗浄液が 100ml 充填されている

#### 洗浄液ボトルキャップ

洗浄液ボトル用ワンタッチキャップ

#### 洗浄液ボトル



### < 作動原理 >

ポンプを下に押す事により 1 回約 0.1ml の洗浄液がノズル  
先端より噴出される

### < 内容成分 >

精製水・塩化ナトリウム・グリセリン・ハッカ・ユーカリ

## 【使用目的】

鼻腔内の洗浄

## 【貯蔵・保管方法】

直射日光の当たる所、高温多湿の所を避けて保管して下さい。

## 【使用期限】

標準的な使用期間 : 約 1 ヶ月 (1 日 3 回使用した場合)

使用期限 : 5 年 (自己認証による)

## 【操作方法又は使用方法等】

初めて使用される時はスプレー本体からスプレー部分を回して  
取り外し、洗浄液を点線の位置まで注いで下さい。

スプレー部分を元に返し、しっかり回して締めて下さい。

キャップを外し、洗浄液が出るまでスプレーを数回押して下さい。

ノズル先端を軽く鼻腔に入れ左右 5 回ずつスプレーして下さい。

洗浄後は軽く鼻をかみ、ノズルを清潔にしてキャップをはめ、付属  
の収納袋に入れて保管して下さい。

スプレー本体の洗浄液がなくなったら詰め替えて下さい。

・ お子様や妊娠中の方でも使用して頂けます。

## 【使用上の注意】

・ 洗浄液を注ぐ際はこぼさないよう注意して下さい。

・ ノズルを鼻の奥まで入れないで下さい。

・ 本品は鼻腔以外には使用しないで下さい。

・ 本人以外には使用しないで下さい。(感染症を予防する為)

・ 使用後は 3 ヶ月を目安に使い切して下さい。

・ 洗浄液が無くなった器具は廃棄して下さい。

(洗浄液のみの別売りはございません)

## 【保守・点検に係る事項】

使用後はノズルをティッシュなどで拭き取り、キャップをはめて  
清潔に保管して下さい。

## 【包装】

スプレー本体・洗浄液 (100ml)・スプレー用収納袋 / 箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の氏名又は名称

株式会社 東京鼻科学研究所

東京都目黒区鷹番 2-10-7

03-3792-2460

## 【商品についてのお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00 ~ 17:30 (土 日 祝日を除く)